

# promuove le SEMI-MASCHERE FILTRANTI JINLU FFP2/KN95

Le caratteristiche sono:

- ❖ Modello: FFP2 / KN95 monouso
- ❖ Quantità: 25 pezzi imbustati singolarmente (25 x scatola)
- ❖ Durata di utilizzo: 8 ore
- ❖ Dimensioni: 10,7 x 16 cm (+/- 5%)
- ❖ Materiale: 45% tessuto non tessuto, 27,5% microfibre in polipropilene, 27,5% cotone filtrante soffiato
- ❖ Standard: EN149:2001 + A1: 2009 FFP2 NR



## Maschera Filtrante Protettiva KN95

### Metodo di Conservazione

Conservare in ambiente ben ventilato, asciutto e non esposto alla luce. Tenere lontano da fonti di calore ed inquinamento (temperatura di conservazione: 0°-40° -umidità < 80%). Se non è conservato correttamente, non utilizzarlo se si deteriora durante il periodo di validità.

### Le istruzioni per l'utente e Avvertenze

- L'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'utente per comprendere i requisiti pertinenti. Si consiglia di conservare le maschere inutilizzate nella confezione originale. Se le maschere usate devono essere conservate, si consiglia di riporre in sacchetti trasparenti, come sacchetti di carta puliti.
- La maschera non può essere utilizzata quando la concentrazione degli inquinanti è troppo alta e l'inquinamento è pericoloso per la vita o la salute. La maschera non deve essere utilizzata per proteggersi da gas o vapori pericolosi. In ogni caso quando la maschera si sporca, le parti della maschera sono danneggiate, oppure la resistenza respiratoria è ovviamente aumentata, va sostituita per tempo.
- Prodotto adatto agli adulti (non adatto ai bambini), prodotto non adatto per l'uso da parte di operatori sanitari in ospedali, in sala operatoria, in terapia intensiva ed in altri ambienti medici.
- Tempo massimo di utilizzo 8 ore.
- Non condividere la maschera con altre persone.

### Metodo di utilizzo



## Maschera Filtrante Protettiva KN95

Nome prodotto: Maschera filtrante protettiva FFP2 Modello: KN95  
Materiale: 45% tessuto non tessuto, 27,5% microfibre in polipropilene, 27,5% Cotone filtrante soffiato.

Standard: EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR

Produttore: Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co. Ltd

Indirizzo: Regione di Jinfeng, 215625 Zhangjiagang,

Provincia di Jiangsu, Cina.

Telefono: +86 512 80175288.

lotto N.: XXXXXX Data di produzione: XXXXXX

Data di scadenza: 2 anni dalla data di fabbricazione

Nota: uso non medico

Importatore in EU: Mia Laser srl - Via Manin, 60 - 30174 Mestre (VE) Italy - Tel. +39 335 5361059



Verdere le informazioni fornite dal produttore



L'intervallo di temperatura delle condizioni di conservazione



Umidità relativa massima delle condizioni di conservazione

## promuove le SEMI-MASCHERE FILTRANTI JINLU FFP2/KN95

- ❖ Acquista fino a n. 300 (\*) maschere FFP2 a 1,40 €/pezzo
- ❖ Acquista fino a n. 500 a 1,30 €/pezzo
- ❖ Acquista fino a n. 3.000 a 1,20 €/pezzo
- ❖ Acquista fino a n. 5.000 a 1,10 €/pezzo
- ❖ Acquista oltre n. 5.000 a 1,00 €/pezzo

(\*) minimo d'ordine n.25 a 1,60 € l'una



### Maschera Filtrante Protettiva KN95

#### Metodo di Conservazione

Conservare in ambiente ben ventilato, asciutto e non esposto alla luce. Tenere lontano da fonti di calore ed inquinamento (temperatura di conservazione: 0°-40° -umidità < 80%). Se non è conservato correttamente, non utilizzarlo se si deteriora durante il periodo di validità.

#### Le istruzioni per l'utente e Avvertenze

- L'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'utente per comprendere i requisiti pertinenti. Si consiglia di conservare le maschere inutilizzate nella confezione originale. Se le maschere usate devono essere conservate, si consiglia di riporre in sacchetti trasparenti, come sacchetti di carta puliti.
- La maschera non può essere utilizzata quando la concentrazione degli inquinanti è troppo alta e l'inquinamento è pericoloso per la vita o la salute. La maschera non deve essere utilizzata per proteggersi da gas o vapori pericolosi. In ogni caso quando la maschera si sporca, le parti della maschera sono danneggiate, oppure la resistenza respiratoria è ovviamente aumentata, va sostituita per tempo.
- Prodotto adatto agli adulti (non adatto ai bambini), prodotto non adatto per l'uso da parte di operatori sanitari in ospedali, in sala operatoria, in terapia intensiva ed in altri ambienti medici.
- Tempo massimo di utilizzo 8 ore.
- Non condividere la maschera con altre persone.

#### Metodo di utilizzo



### Maschera Filtrante Protettiva KN95

Nome prodotto: Maschera filtrante protettiva FFP2 Modello: KN95

Materiale: 45% tessuto non tessuto, 27,5% microfibre in polipropilene, 27,5% Cotone filtrante soffiato.

Standard: EN149: 2001 + A1: 2009 FFP2 NR

Produttore: Jiangsu Jinlu Group Medical Device Co. Ltd

Indirizzo: Regione di Jinfeng, 215625 Zhangjiagang,

Provincia di Jiangsu, Cina.

Telefono: +86 512 80175288.

lotto N.: XXXXXX Data di produzione: XXXXXX

Data di scadenza: 2 anni dalla data di fabbricazione

Nota: uso non medico

Importatore in EU: Mia Laser srl - Via Manin, 60 - 30174 Mestre (VE) Italy - Tel. +39 335 5361059



View the information  
provided by the manufacturer



Intervallo di temperatura  
delle condizioni di  
conservazione



Umidità relativa  
massima delle condizioni  
di conservazione